

PHILIPS

sonicare

Электрическая зубная щетка

DiamondClean

5 режимов

2 чистящие насадки

Зарядный стакан, дорожный футляр

Дорожное зарядное устройство USB



HX9372/04



Еще более здоровые и белые зубы

Лучшая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Удаляйте до 7 раз больше налета, используя DiamondClean
- Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*
- Улучшает состояние десен всего за 2 недели*
- Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

Обеспечивает тщательное очищение

- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

Создано для вас

- Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой
- Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут
- Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

Особенности

Удаляйте до 7 раз больше налета



Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

Зубы в 2 раза белее



Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*

Бережный уход за деснами



Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

Дизайн, созданный для удобного хранения



Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиенического хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.

Технология Philips Sonicare



Мощные вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 31 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равен значению месяца чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

Функции QuadPacer и Smartimer



Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер QuadPacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к

следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

Доберитесь до самых труднодоступных участков



Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в сочетании с чистящими насадками помогает тщательно очищать даже самые труднодоступные участки, например на задних зубах.

С легкостью привыкайте к новым ощущениям



Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

Уверенность в результатах



Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с DiamondClean она всегда будет безопасной. Наша технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.

Характеристики

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Gum Care (Забота о деснах): Мягкий массаж десен

Полировка: Дополнительная минута чистки

передних зубов

Sensitive (Деликатная чистка): Бережная чистка зубов и десен

Белый: Удаление поверхностных потемневших эмали

В комплекте

Ручка: 1 DiamondClean

Насадки: 2 стандартные насадки DiamondClean

Стакан с зарядной базой: 1

Дорожный футляр: Дорожное зарядное устройство USB

Дизайн и отделка

цвет: Аметист

Качество чистки

Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000

чистящих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели

Эффект освещения: Освещает зубы в 2 раза лучше по сравнению с обычной щеткой*

Таймер: Для чувствительных зубов и десен

Удобство использования

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Время работы: До 3 недель**

Индикатор батареи: Индикаторный значок с

подсветкой начинает мигать, когда необходима подзарядка

Ручка:

Керамическая с хромированной вставкой

Дисплей: Дисплей с подсветкой

Технические характеристики

Элемент питания: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель**

Питание

напряжение: 110—220 В

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

