



Kevin Peter

**Стоматологический операционный микроскоп
iSee 9000 (Kevin Peter)
со встроенной камерой**

Преимущества:

- Немецкая оптика SHOTT
- Апохроматические многослойные линзы с антибликовым покрытием
- Плавный бесступенчатый zoom
- Встроенные светофильтры оранжевый и зеленый, а также плавная регулировка яркости и интенсивности света
- Встроенная 4K видеокамера с возможностью передачи данных по Wi-Fi
- Управление видеосистемой при помощи беспроводной педали
- Штатив с антибактериальным покрытием ионами серебра
- Баланс и надежность механики

Комплектация:

- Плавное (бесступенчатое) увеличение 0,4x-2,4x
- 12,5-кратные широкоугольные окуляры
- Диапазон диоптрийной регулировки ± 7 дптр
- Диапазон регулировки межзрачкового расстояния 52~75 мм
- Тубус с изменяемым углом наклона 0-210°
- Вариоскоп с фокусным расстоянием 190 – 460 мм
- Оранжевый и зелёный светофильтры, регулировка светового пятна
- Светодиодный LED источник света с плавной регулировкой яркости (100,000 LX)
- 4K камера, SD карта/U диск для быстрой записи фото и видео, Wi-Fi педаль для управления видеокамерой
- 30° оптический удлинитель; делитель луча; поворотное кольцо
- Автоматический выключатель, который срабатывает при нахождении плеча микроскопа в максимально высоком положении
- Свободное движение плеча + демпфирующая система
- Напольная "Н"-образная станина на колёсиках со стопорами

Гарантия 2 года

